



100 - 130 mg/L standard chloru

Kat. číslo produktu:	2835801
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Tento standard chloru lze zředit, aby se ověřila přesnost analyzátoru chloru CL17 nebo se vytvořila samostatná kalibrační křivka. Za normálních okolností není pro CL17 vyžadována samostatná kalibrační křivka. Balení jedné 20 mL ampule.

Technické údaje

Podmínky skladování:	Uchovejte v chladu.
Přístroj:	CL17
Rozsah měření:	Neuplatňuje se

Požadované příslušenství

- Zaštitné rukavice veličiny L, plave, nitril, bez pudera, 50 komada (Item SM743L)