



Stablcal Standardní roztok pro měření turbidity 1,0 NTU

Kat. číslo produktu:

2659853

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Stabilizovaný formazínový standard, určený pro použití s jakýmkoli turbidimetrem. 1 000 mL lahev.

Technické údaje

Koncentrace:	1.0 NTU
Obsah balení:	1 L
Parametr:	Turbidity
Podmínky skladování:	Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight
Rozsah měření:	N/A