



Stablcal Stabilizovaný standardní roztok pro měření turbidity, 20 NTU (1 000 ml)

Kat. číslo produktu:

2660153

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Stablcal Turbidity Standard for all Turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal Stabilised Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter. NTU Value: 20.0. Bottle: 1000 mL (1 L).

Technické údaje

Koncentrace:	20 NTU
Obsah balení:	1 L
Parametr:	Turbidity
Podmínky skladování:	Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight
Rozsah měření:	N/A