



Stablcal, 100 mNTU (0,10 NTU), 1000 mL

Kat. číslo produktu:

2723353

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Kalibrační standard, dvoubodová kalibrace. Stablcal, 100 m NTU. Lahev/1 L.

Přesné, předem namíchané roztoky formazínu

Žádné speciální sklo nebo obtížné laboratorní techniky

Vyvinuto pro použití s libovolným turbidimetrem.

Technické údaje

Koncentrace: 0,06 NTU

Parametr: Turbidity

Podmínky skladování: Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight

Rozsah měření: N/A