



Stabical Stabilizovaný standardní roztok pro měření turbidity, 40 NTU, 1 000 mL

Kat. číslo produktu:

2746353

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Stabilizovaný formazínový standard, určený pro použití s jakýmkoli turbidimetrem.

Přesné, předem namíchané roztoky formazínu

Žádné speciální sklo nebo obtížné laboratorní techniky

Vyvinuto pro použití s libovolným turbidimetrem

Technické údaje

Koncentrace: 40 NTU

Parametr: Turbidity

Podmínky skladování: Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight

Rozsah měření: N/A