



PHC2001 Kombinovaná pH elektroda, Red Rod, BNC

Kat. číslo produktu: E16M313
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Dlouhodobá přesnost a reprodukovatelnost díky technologii Red Rod

Univerzální pH elektroda s referenčním systémem Red Rod. Rozsah měření pH 0 až 12, -10 až 100 °C. Kapalinový spoj: porézní solný můstek. BNC konektor.

Symetrie elektrod s technologií Red Rod zajišťuje, že izohodnota pH je stejná jako nulová hodnota pH, což dává vysoce reprodukovatelné výsledky, a to i ve vzorcích s kolísající teplotou.

Reprodukovatelné podmínky měření díky speciální bajonetové hlavici

Široké teplotní rozpětí -10 až 100 °C

Rychlá a přesná odezva

Stabilní signál

Bezproblémový kapalinový spoj

Technické údaje

Délka:	103 mm
Délka kabelu:	1 m
Materiál:	Sklo
Plnicí roztok:	Plnitelná elektroda: Saturevaný KCl
Rozsah měření:	0 - 12 pH
Solný můstek elektrody:	Porézní solný můstek
Speciální funkce:	Referenční systém Red-Rod
Teplotní rozsah:	-10 - 100 °C
Termistor:	Žádné (vyžadováno externí)
Typ elektrody:	Laboratorní kombinovaná pH elektroda s referenčním systémem Red Rod
Typ senzoru:	Sklo
Záruka:	12 měsíců

Požadované příslušenství

- Plnicí roztok, referenční, saturovaný KCl (KCl.L), 100 mL (Item S21M002)
- Plnicí roztok, referenční, krystaly KCl (KCl.C), 15 g (Item S21M001)