



Kombinovaná pH elektroda, vysoký průtok KCl, BNC

Kat. číslo produktu:	E16M323
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Dlouhodobá přesnost a reprodukovatelnost díky technologii Red Rod

pH elektroda pro vysoký průtok KCl s referenčním systémem Red Rod. Rozsah měření pH 0 až 12, -10 až 100 °C. Kapalinový spoj: kruhový prstenec. BNC konektor.

Symetrie elektrod s technologií Red Rod zajišťuje, že izohodnota pH je stejná jako nulová hodnota pH, což dává vysoce reprodukovatelné výsledky, a to i ve vzorcích s kolísající teplotou.

Reprodukovatelné podmínky měření díky speciální bajonetové hlavici

Široké teplotní rozpětí -10 až 100 °C

Rychlá a přesná odezva

Stabilní signál

Bezproblémový kapalinový spoj

Technické údaje

Typ elektrody:	pHC2701-8
Záruka:	6 měsíců