



Bor, činidlo, Powder Pillows, 0,2-14,0 mg/L B

Kat. číslo produktu:

1417099

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Prášková reagentie v zatavených sáčcích pro stanovení boru karmínovou metodou. 100 ks/1 balení

Technické údaje

Číslo metody:

8015

Metoda:

Karmín

Obsah balení:

100 balení

Parametr:

Bor

Počet testů:

100

Přístroj:

Vše s výjimkou řady DR 800, PC II

Rozsah měření:

0,2 - 14,0 mg/L B

Vysvětlivka:

*Přístroj DR 5000 obsahuje stejné metody jako přístroj DR 4000. Přístroj DR 2800 obsahuje stejné metody jako přístroje DR 2700, DR 2500 a DR 2400. Existují však některé výjimky.