



Sírany, standardní roztok, 1 000 mg/L SO₄ (NIST), 500 mL

Kat. číslo produktu:	2175749
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Jednparametrový standardní roztok pro zajištění analytické kvality (AQA).

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení síranů

Technické údaje

Koncentrace:	1000 mg/L SO ₄
Obsah balení:	500 mL 500
Parametr:	Sírany
Platforma:	Roztok
Popis:	Sírany standardní roztok, 1 000 mg/l SO ₄ (NIST), 500 ml