



Sada sekundárních standardů SpecCheck monochloramin / volný amoniak

Kat. číslo produktu: 2507500
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Gelové standardy připravené k použití (sada 4 kyvet) pro ověření přístrojů v laboratoři a v terénu.

Monochloramin 0,04 - 4,50 mg/L Cl_2 ; volný amoniak 0,2 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$.

Technické údaje

Koncentrace:	0,02 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$
Metoda:	Indofenol
Obsah balení:	Sada 4 kyvet
Popis:	Monochloramin / volný amoniak