




Batoh na přenosné přístroje, velký, nylon, s kolečky

Kat. číslo produktu:	2985000
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Pro pohodlnou přepravu přenosných přístrojů a až 6 standardních roztoků 50 ml.

Praktický

Tento batoh kombinuje moderní styl s inovativním designem. Umožňuje přenášet potřeby pro měření a mít tak volné ruce.

Přizpůsobitelný

Nastavitelný přihrádkový systém vám dovolí vytvořit si vaše vlastní uspořádání pro vybavení podle vašich potřeb.

Ergonomický

Lehký, silně polstrovaný materiál Vám poskytne výjimečnou ochranu během přepravy. Prošíta zadní strana batohu z polystyrenu je vhodná jak pro krátké, tak i dlouhé měření. Přezka pro upnutí u hrudníku Vám pomůže při přepravě těžšího vybavení.

Teleskopická rukojeť a polstrování poskytují batohu dodatečný komfort. Velký batoh může být také použit jako taška na kolečkách nebo jako batoh s kolečky pro in-line bruslení.

Technické údaje

Délka:	152 mm
Hmotnost:	Kapacita: 13,6 kg
Materiál:	Nylon, umělé vlákno
Rozměry (V x Š x H):	432 mm x 356 mm x 152 mm
Výška:	ID: