



Tvrđost (Ca), souprava činidel, LR, digitální titrátor

Kat. číslo produktu:

2447200

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Souprava činidel pro stanovení tvrdosti (Ca) metodou titrace EDTA digitálním titrátorem (metoda Hach 8204). Rozsah: 10 - 160 mg/L jako CaCO₃. Souprava obsahuje: CalVer 2, indikátor vápníku, polštářky s práškem, hydroxid draselný, roztok (8 N) a náplň (EDTA) pro digitální titrátor, 0,0800 M, pro přibližně 40 - 100 testů.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátorem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8204
Metoda:	Titrace EDTA
Parametr:	Hardness (Calcium)
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Speciální funkce:	Reagent set, LR, Digital Titrator