



Souprava činidel, tvrdost (celková), HR, digitální titrátor

Kat. číslo produktu:

2448100

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení celkové tvrdosti, 100 - 4 000 mg/L CaCO₃, metoda EDTA.

Souprava činidel pro stanovení celkové tvrdosti metodou titrace EDTA digitálním titrátorem (metoda Hach 8213). Rozsah: 100 - 4 000 mg/L jako CaCO₃. Souprava obsahuje: roztok pufru (Hardness 1), ManVer 2, indikátor tvrdosti, polštářky s práškem, a náplň EDTA pro digitální titrátor, 0,800 M, pro 40 - 100 testů.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátorem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8213
Metoda:	Titrace EDTA
Parametr:	Hardness (Total)
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	100
Rozsah měření:	100 - 4 000 mg/L CaCO ₃
Speciální funkce:	Reagent set, HR, Digital Titrator