



Be Right™



BSK, nutrient, polštářky s pufrem, 6 L, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

1486266

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Reagencie BSK

Pro přípravu ředící vody BSK5. Každý polštárek obsahuje pufr (dle APHA)

a nutrienty k přípravě 6 L ředící vody. Balení po 50 polštářcích.

Technické údaje

Aplikace:	Příprava ředící vody
Jednotky:	50/pk
Metoda:	Ředění
Nastavení balení:	Polštářky s práškem
Obsah balení:	50 ks
Parametr:	Biochemická spotřeba kyslíku
Popis:	Nutrienty a pufr
Vzorec:	Nutrienty a pufr