



ez GGA - žádné pipetování GGA, jedna dávka standardu BSK, bal./20 ks, ampule 2 mL

Kat. číslo produktu: 2514420
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Reagencie BSK

GGA, praktické balení v ampulích na jedno použití. Již nikdy žádné ředění, žádné pipetování ani žádné odhadování. Jednoduše otevřete ampuli ulomením její horní části a celou ampuli dejte do láhve BSK. Předem odměřená dávka GGA obsahuje standard 198 mg/L BSK ze směsi glukózy s kyselinou glutamovou (GGA). Přítomnost skleněné ampule v láhvi BSK slouží jako rychlý vizuální indikátor toho, že jste přidali GGA do vzorku. Produkt je ekvivalentní standardním metodám.

Technické údaje

Aplikace:	Kalibrace
Koncentrace:	150 mg/L
Nastavení balení:	Ampule
Obsah balení:	20 ks
Platforma:	Roztok
Popis:	Standard
Vzorec:	Glukóza a kyselina glutamová (GGA)