



Be Right™



Plnicí roztok, vnitřní, rozpuštěný kyslík polarograficky, 30 mL

Kat. číslo produktu: 2759123
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Plnicí roztok na sondu pro polarografické měření rozpuštěného kyslíku, chlorid draselný/glycerin, láhev 30 mL

Technické údaje

Formula:	KCl a glycerin
Obsah balení:	30 mL
Popis:	5130, 5197000
Solution Type:	Náhradní