



Chlorid sodný standardní roztok, 491 mg/L NaCl (1 000 µS/cm), 500 mL

Kat. číslo produktu: 1440049
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Pro standardizaci a kontroly přesnosti při měřeních konduktivity

Technické údaje

Koncentrace:	1 000 µS/cm
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Popis:	Chlorid sodný, 1 000 µS/cm, 500 mL