



Chlorid sodný standardní roztok, 100 μ S/cm, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2971849
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Pro kontroly správnosti a přesnosti při měřeních konduktivity. 49 g/L jako NaCl. 100 μ S/cm při 25 °C, 500 mL.

Technické údaje

Koncentrace:	100 μ S/cm
Nastavení balení:	Bottle
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (protect from light)
Popis:	Chlorid sodný, 100 μ S/cm, 500 ml
Zvláštní poznámky:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months