



## Pipetové špičky, pipeta Tensette 1970001, 0,1-1,0 mL, nesterilní, 1000 ks/balení

**Kat. číslo produktu:** 2185628

CZK Cena bez DPH:  
Dostupné

Kontaktujte nás

Přesné a ekonomické pipetování s pipetami Tensette od společnosti Hach. Jednokanálové pipety s výtlakem vzduchu se dodávají ve dvou modelech: objem 0,1-1,0 mL (přírůstky po 0,1 mL) nebo 1,0-10,0 mL (přírůstky po 1,0 mL). Výběr objemu jednoduchým otočením kroužku.

---

### Technické údaje

Obsah balení: 1000 /1 balení