



Sigmatrax 2 Sací sonda, 10m hadice

Kat. číslo produktu:	LXV231
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 1 týdne	

Dodává procesním fotometrům Phosphax sigma a TOCTAX ultrazvukově homogenizované původní reprezentativní vzorky pro stanovení celkového obsahu fosforu a TOC. Provoz pouze s kontrolérem.

Technické údaje

Délka:	404 mm sonda
Délka hadice:	10 m
Dopravní výška:	max. 7 m
Hmotnost:	7.5 kg sonda s 10 m hadicí
Jaký je obsah balení:	Sampling Unit only, requires Sigmatrax 2 control unit
Provozní teplotní rozsah:	-20
Průměr:	184 mm sonda
Spotřeba energie:	250 VA
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Sampling Unit only, requires Sigmatrax 2 control unit