



pH electrode for general use, 10 m fixed cable

Kat. číslo produktu: LZX472
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Suitable for pH measurements in waste water treatment plants. Without in-built temperature element.

Technické údaje

Aplikace:	Wastewater
Délka:	140 mm
Délka kabelu:	10 m fixed cable
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ Gel
Hloubka ponoru:	105 mm
Konektor:	Pevný kabel
Membrána:	Double ring diaphragm, porous PTFE
Provozní teplotní rozsah:	0 - 80 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Referenční elektroda:	Ag/AgCl
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Rozsah tlaku:	3,5 bar
Teplotní senzor:	None
Záruka:	6 měsíců