



pHpulp PT100 pH Glass Electrode with 5 m Fixed Cable

Kat. číslo produktu:	LZX475
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

With integrated temperature sensor (PT100).

Technické údaje

Délka:	300 mm
Délka kabelu:	5 m fixed cable
Elektrolyt:	Exterior EPH gel, interior standard gel KCl/AgCl
Materiál:	Stainless steel
Membrána:	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Provozní teplotní rozsah:	-5 - 40 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Rozsah tlaku:	7 bar při 100 °C
Teplotní senzor:	PT100
Záruka:	6 měsíců
Zvláštní poznámky:	Suitable for use with the 22 mm inline armature (LZX467)