



pH electrode, diameter 12 mm, 10 m fixed moulded cable, pHRET

Kat. číslo produktu: LZX476
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Electrode for the determination of the pH value in waste water and pressurised pipes. Optionally with integrated temperature sensor. Suitable for use with the 12 mm inline armature.

Technické údaje

Délka:	225 mm
Délka kabelu:	10 m fixed cable
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Hloubka ponoru:	205 mm
Materiál:	Stainless steel
Membrána:	Porous PTFE, double ring diaphragm
Provozní teplotní rozsah:	-5 - 135 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Rozsah tlaku:	15 bar
Teplotní senzor:	None
Záruka:	6 měsíců