




pHRETPPT100 pH sensor, 12 mm, retractable

Kat. číslo produktu:	LZX477
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

With integrated temperature sensor PT100 and 10 m cable. Suitable for pressure lines.

Technické údaje

Délka:	225 mm
Délka kabelu:	10 m fixed cable
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Hloubka ponoru:	205 mm
Materiál:	Stainless steel
Membrána:	Porous PTFE, double ring diaphragm
Provozní teplotní rozsah:	-5 - 135 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Rozsah tlaku:	15 bar
Teplotní senzor:	PT100
Záruka:	6 měsíců