



LTLCONT pH Electrode with Top68 Connector

Kat. číslo produktu:	LZX536
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Low temperature glass and electrolyte, single reference system, electrode for ion-weak and/or cold water (10-100 μ S/cm), without temperature sensor

Technické údaje

Délka:	140 mm
Elektrolyt:	KCl, saturated KCl/AgCl (crystal)
Hloubka ponoru:	105 mm
Koncovka kabelu:	TOP68 connector
Membrána:	Ring diaphragm, porous PTFE
Provozní teplotní rozsah:	-20 - 50 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Rozsah měření:	2 - 11 pH
Rozsah tlaku:	3,5 bar
Teplotní senzor:	None
Záruka:	6 měsíců
Závit senzoru:	Pg 13,5