




Montážní sada kulového plováku PVC pro 1" elektrochemické sondy

Kat. číslo produktu: LZX914.99.42200

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Montážní materiál pro snadnou instalaci sond na okraji nádrže (zábradlí nebo stěna). Tyč s kulovým plovákem a osový a otočný držák. Lze použít na stanovištích s proměnlivou hladinou vody.

Technické údaje

Délka:	Nastavitelná hloubka ponoru 2300 mm
Materiál:	Kulový plovák: PVC
Procesní připojení:	1" vnitřní závit NPT
Process connection:	Svorka CPVC a montážní držák z nerezové oceli pro instalaci na zábradlí (max. průměr 2") nebo betonovou stěnu
Průměr:	48 mm
Zvláštní poznámky:	Složení: tyčová sada (trubka 2,3 m, plovák, šroubovací víčko, atd.) osový a otočný držák (276G1200) adaptér sondy (LZY276)