



pH sensor without integrated temperature sensor

Kat. číslo produktu: LZY023

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

pH combination electrode with PG 13,5 screw plug connect mounting, polymer electrolyte and non refiliable KPG diaphragm; Pressure Equipment Directive for Gas 1/Liquids 1 Art. 3.3 Sep

Technické údaje

Čas odezvy :	< 30 s
Délka:	120 mm
Elektrolyt:	Polymer with visible KCl reserve
Hmotnost:	0.15 kg
Koncovka kabelu:	S7 connector
Membrána:	Annular gap
Provozní teplotní rozsah:	0 - 100 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Rozsah měření:	2 - 13 pH
Rozsah tlaku:	10 bar
Teplotní senzor:	None
Záruka:	6 měsíců