



pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor

Kat. číslo produktu: 08362=A=2000
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Part of analogue pH sensor 8362, specially designed for pure water pH measurement.

Technické údaje

Aplikace:	Ultrapure water
Délka:	120 mm
Koncovka kabelu:	S7 connector
Konektor:	S7 Connector
Materiál:	Sensor: Glass
Referenční elektroda:	None
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Teplotní senzor:	PT100
Záruka:	6 měsíců
Závit senzoru:	Pg 13,5
Zvláštní poznámky:	pure water pH electrode