



Be Right™



## Železo, (II/III) kyvetový test 0,2-6,0 mg/L Fe

Kat. číslo produktu:

LCK320

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



### Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkované reagentie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

### Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

### Technické údaje

Doba použitelnosti:	12 měsíců od data výroby
Metoda:	1,10-fenantrolin
Parametr:	Železo
Platforma:	LCK
Počet testů:	24
Podle normy:	DIN 38405-D17
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	Železo II a III
Rozsah měření:	0,2-6,0 mg/L Fe
Soulad s EPA:	N/A