



Železo kyvetový test 0,2-6,0 mg/L Fe

Kat. číslo produktu:

LCK321

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	1,10-fenantrolin
Parametr:	Železo
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Požadovaný rozklad:	Ano, pro celkové železo
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,2 - 6,0 mg/L Fe
Zvláštní poznámky:	Pro rozklad před stanovením celkového železa použijte sadu CRACK SET LCW902.