



Sada činidel pro stanovení stop železa, 0,005-2,0 mg/L Fe

Kat. číslo produktu:

LCW021

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy Hach: minimální množství činidel, maximální bezpečnost.

Technické údaje

Metoda:	Ionty (dvojmocného) železa reagují s činidlem FerroZine a vytvoří fialovou sloučeninu.
Parametr:	Železo
Počet testů:	50
Podmínky skladování:	15 °C - 25 °C
Popis:	Sada činidel pro stanovení železa, 2 rozsahy měření
Rozsah měření:	0,005 - 0,25 mg/L Fe
Rozsah měření (2):	0,05 - 2,0 mg/L Fe
Zvláštní poznámky:	Plastové kyvety "semi-mikro", 50 mm, s uzávěrem (LZP 341) pro nízký rozsah, kulaté kyvety s gumovými zátkami, 11 mm (LCW 906) pro vysoký rozsah