



Be Right™



## Kyvetový test pro stanovení molybdenu 3-300 mg/L Mo

Kat. číslo produktu:

LCK330

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



**LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.**

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

**Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty**

**Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů**

**Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů**

**Čárový kód kyvety pro automatickou identifikaci testu ve fotometru**

**Rozlišení mezi testy a měřícími rozsahy pomocí barevného značení kyvet**

---

### Technické údaje

Doba použitelnosti:	12 měsíců od data výroby
Metoda:	Kyselina thioglykolová
Parametr:	Molybden
Platforma:	LCK
Počet testů:	24
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Rozsah měření:	3-300 mg/L Mo
Soulad s EPA:	N/A