



Be Right™



## Kyvetový test pro stanovení boru 0,05-2,5 mg/L B

Kat. číslo produktu:

LCK307

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



### LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

#### Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatickou identifikaci testu ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřícími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

---

### Technické údaje

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Doba použitelnosti:  | 12 měsíců od data výroby      |
| Metoda:              | Azomethin-H                   |
| Parametr:            | Bor                           |
| Platforma:           | LCK                           |
| Počet testů:         | 25 tests                      |
| Podle normy:         | DIN 38405-D17                 |
| Podmínky skladování: | 2 - 8 °C (uchovejte v chladu) |
| Rozsah měření:       | 0.05-2.5 mg/L B               |
| Soulad s EPA:        | N/A                           |