



Be Right™



Chrom (III a VI) květový test 0,03-1,0 mg/L Cr

Kat. číslo produktu:

LCK313

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



Květové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagenty pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód květy pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení květ

Technické údaje

Doba použitelnosti:	11 měsíců od data výroby
Metoda:	Difenylkarbazid
Parametr:	Chrom
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	Chrom VI a celkový
Požadovaný rozklad:	Ano, pro celkový chrom
Rozsah měření:	0.03-1.0 mg/L Cr
Rozsah měření (2):	0,03 - 1,0 mg/L Chrom celkový
Soulad s EPA:	N/A
Zvláštní poznámky:	Test zahrnuje rozklad pro celkový chrom