



Měď kyvetový test 0,1-8,0 mg/L Cu

Kat. číslo produktu: LCK329
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Kyselina bathokuproindisulfonová
Parametr:	Měď
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Požadovaný rozklad:	Ano, pro celkovou měď
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,1 - 8,0 mg/L Cu
Soulad s EPA:	N/A
Zvláštní poznámky:	Pro rozklad před stanovením celkové mědi použijte sadu CRACK SET LCW902.