



Be Right™



Nikl kyvetový test 0,1-6,0 mg/L Ni

Kat. číslo produktu:

LCK337

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkované reagentie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

Metoda: Dimethylglyoxim

Parametr: Nikl

Platforma: LCK

Počet testů: 25

Podle normy: DIN 38406-E11

Podmínky skladování: 15 - 25 °C

Požadovaný rozklad: Ano, pro celkový nikl

Rozsah měření: 0.1-6.0 mg/L Ni

Soulad s EPA: N/A

Zvláštní poznámky: Pro rozklad před stanovením celkového niklu použijte sadu CRACK SET LCW902.