



Draslík kyvetový test, 5-50 mg/L K

Kat. číslo produktu:

LCK228

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Kalignost
Parametr:	Draslík
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	5 - 50 mg/L K