



Be Right™



Kyvetový test pro stanovení stopové množství mědi 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 testů

Kat. číslo produktu: LCK529
CZK Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Připraveno k použití, zajištění maximální bezpečnosti, snadná manipulace, systém fotometrického vyhodnocení a šetrnost k životnímu prostředí

Pohodlná manipulace s 50 mm hranatými kyvetami + Doticaps

Nejvyšší přesnost pro analýzu ultra nízkých koncentrací

Technické údaje

Doba použitelnosti:	12 měsíců od data výroby
Metoda:	Kyselina bathokuproindisulfonová
Parametr:	Měď, stopy
Platforma:	LCK
Počet testů:	20
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Stopy mědi, 50mm kyvetový test
Požadovaný rozklad:	Ano, pro stanovení celkového obsahu mědi
Přístroj:	DR3900, DR6000
Rozsah měření:	Trace 0.01-1.0 mg/L Cu
Soulad s EPA:	N/A
Zvláštní poznámky:	Pro celkový rozklad mědi použijte sadu Crack Set LCW902