



Be Right™



Mangan, sada reagensí, 0,2 - 5 mg/L / 0,02 - 1,0 mg/L Mn

Kat. číslo produktu:

LCW032

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



Mangan, sada reagensí, 0,2 - 5 mg/L Mn (kulatá kyveta nebo 10mm hranatá kyveta) / 0,02 - 1,0 mg/L Mn (50mm hranatá kyveta)

Pro stanovení manganu formaldoximovou metodou.

Technické údaje

Doba použitelnosti:	15 měsíců od data výroby
Metoda:	Formaldoxim
Parametr:	Mangan
Počet testů:	50
Podmínky skladování:	2 °C až 8 °C (uchovávejte v chladničce)
Popis:	Sada reagensí pro stanovení manganu
Rozsah měření:	0,2 - 5 mg/L Mn (kulatá kyveta nebo 10mm hranatá kyveta)
Rozsah měření (2):	0,02 - 1 mg/L Mn (50mm hranatá kyveta)