



Roztok na rozklad na chloridy v betonu

Kat. číslo produktu:

LCW908

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Roztok na rozklad za studena pro stanovení chloridů v betonu s kyvetovým testem na chloridy

Technické údaje

Metoda:	Rozklad za studena kyselinou dusičnou
Parametr:	Roztok na rozklad
Počet testů:	20
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Roztok na rozklad za studena pro stanovení chloridů v betonu s kyvetovým testem na chloridy LCK311
Rozsah měření:	0,001 - 0,087 M% Cl
Rozsah měření (2):	0,087 - 1,250 M% Cl
Stojan na vzorek:	2 g beton