



## Rozklad chromu pro vysoce koncentrované vzorky

**Kat. číslo produktu:**

**LYW513**

Nebezpečné

**CZK Cena bez DPH:**

Kontaktujte nás

Dostupné



---

### Technické údaje

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametr:            | Chrom                                                                                           |
| Počet testů:         | 80                                                                                              |
| Podmínky skladování: | 15 - 25 °C                                                                                      |
| Popis:               | Při analýze celkového chromu jsou v ojedinělých případech vzorky vody po mineralizaci zakalené. |
| Požadovaný rozklad:  | ano                                                                                             |
| Zvláštní poznámky:   | Pro vyhodnocení LCK313 je nutná filtrační membránová sada LCW904.                               |