



Be Right™



Peroxid vodíku, pipetovací test 1 - 10 g/L H₂O₂

Kat. číslo produktu:

LCW058

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení peroxidu vodíku metodou s peroxomolybdenanem.

Technické údaje

Doba použitelnosti:	36 měsíců od data výroby
Metoda:	Peroxomolybdenan
Parametr:	Peroxid vodíku
Počet testů:	40
Podmínky skladování:	2 °C až 8 °C (uchovávejte v chladničce)
Popis:	sada reagensů pro peroxid vodíku
Rozsah měření:	1 - 10 g/L H ₂ O ₂
Zvláštní poznámky:	je nutný další test s kruhovými květami LCW906