



Zirkonium kyvetový test, 6-60 mg/L Zr

Kat. číslo produktu:

LCK364

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

První specifický, jednoduše použitelný rychlý test, který pomáhá vyhodnotit koncentraci zirkonia během pasivace.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Pomáhá přizpůsobit správnou koncentraci zirkonia během procesu

Pomáhá minimalizovat spotřebu chemikálií a náklady na povrchovou úpravu zirkoniem

Pomáhá zajistit trvale vysokou kvalitu produktů

Technické údaje

Metoda:	SurTec/ metoda Hach
Parametr:	Zirkonium
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	6 - 60 mg/L
Soulad s EPA:	N/A