



## Chlor/ozon/oxid chloričitý kyvetový test

Kat. číslo produktu:

LCK310

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



### Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

### Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

### Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

### Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

### Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

### Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

---

## Technické údaje

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Metoda:              | DPD                                         |
| Parametr:            | Chlor/ozon/oxid chloričitý                  |
| Platforma:           | LCK                                         |
| Počet testů:         | 24                                          |
| Podle normy:         | ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2           |
| Podmínky skladování: | 2 - 8 °C (uchovejte v chladu)               |
| Popis:               | Volný/celkový chlor, oxid chloričitý a ozon |
| Přístroj:            | DR3900, DR6000, DR1900                      |
| Rozsah měření:       | 0,05 - 2,0 mg/L Cl <sub>2</sub>             |
| Rozsah měření (2):   | 0,05 - 2,0 mg/L O <sub>3</sub>              |
| Rozsah měření (3):   | 0,09 - 3,8 mg/L ClO <sub>2</sub>            |
| Soulad s EPA:        | N/A                                         |
| Standardní metoda:   | ISO 7393-2                                  |