



Sada činidel pro stanovení kyseliny křemičité (vysoký rozsah) 0,8-100 mg/l SiO₂

Kat. číslo produktu:

LCS028

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



nebo 0,4-50 mg/l Si

Technické údaje

Metoda:	Molybdenová modř
Parametr:	Kyselina křemičitá
Počet testů:	50
Podmínky skladování:	15 °C - 25 °C
Popis:	Sada činidel pro stanovení kyseliny křemičité/křemíku (vysoký rozsah)
Rozsah měření:	0,8 - 100 mg/L SiO ₂
Rozsah měření (2):	0,4 - 50 mg/L Si
Speciální funkce:	HR, 50 tests
Stojan na vzorek:	5 mL
Zvláštní poznámky:	Je třeba kulatá kyveta LCW906

Požadované příslušenství

- Kulaté kyvety s gumovou zátkou, 13 mm (25 ks) (Item LCW906)