



Kyselina křemičitá, sada reagensů 0,01-0,8 mg/L SiO₂

Kat. číslo produktu:

LCW028

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Nebo 0,005-0,4 mg/L Si

Technické údaje

Metoda:	Molybdenová modř
Parametr:	Oxid křemičitý
Počet testů:	50
Podmínky skladování:	15 °C - 25 °C
Popis:	Sada reagensů pro stanovení kyseliny křemičité/křemíku
Rozsah měření:	0,01 - 0,8 mg/L SiO ₂
Rozsah měření (2):	0,005 - 0,4 mg/L Si
Speciální funkce:	50 tests
Stojan na vzorek:	50 mL