



Sada činidel pro stanovení hydrazinu 0,01 - 2,0 mg/L N₂H₄

Kat. číslo produktu:

LCW025

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení hydrazinu metodou 4-dimethylaminobenzaldehydu.

Technické údaje

Metoda:	4-dimethylaminobenzaldehyd
Parametr:	Hydrazin
Počet testů:	60
Podmínky skladování:	15 °C až 25 °C
Popis:	Sada činidel pro stanovení hydrazinu
Rozsah měření:	0,01 - 2,0 mg/L N ₂ H ₄