



Be Right™



CHSK kyvetový test 150-1000 mg/L O₂

Kat. číslo produktu:

LCK114

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru a kalibraci Truecal

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Doba použitelnosti:	29 měsíců od data výroby
Metoda:	Dichroman
Parametr:	CHSK
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Podmínky skladování:	15 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Chemická spotřeba kyslíku
Požadovaný rozklad:	Ano
Rozsah měření:	150 - 1000 mg/L O ₂
Soulad s EPA:	N/A
Truecal:	Ano