



CHSK kyvetový test pro vzorky s vysokou koncentrací chloridů

Kat. číslo produktu:

LCK1014

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Měřicí rozsah: 100-2 000 mg/L O₂

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem.

Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé hodnoty měření

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Dichroman
Parametr:	CHSK (pro vzorky do 4000 mg/L chloridů)
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Podmínky skladování:	15 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Chemická spotřeba kyslíku
Požadovaný rozklad:	Ano
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	100 - 2000 mg/L O ₂
Truecal:	Ano