



Aktivita kalu (TTC) kyvetový test

Kat. číslo produktu:

LCK318

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Kolorimetrický
Parametr:	Aktivita kalu
Platforma:	LCK
Podle normy:	DIN 38412-3
Podmínky skladování:	2 - 8 °C
Popis:	Screeningový test pro aktivitu kalu (TTC-SA) nebo zbytkovou aktivitu kalu (TTC-RA)
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	5 - 200 µg Formazan (SA)
Rozsah měření (2):	0 - 500 % Zbytková aktivita (RA)

Požadované příslušenství

- Sada filtračních membrán s 50 membránovými filtry 1,2 µm (Item LCW904)
- Aktivita kalu, sada příslušenství (Item LZC918)